

ThermaVein®



Безопасное, мгновенное и эффективное удаление сосудистых проблем



Действие аппарата основано на использовании RF-энергии.



ThermaVein™ обеспечивает мгновенное, безопасное и эффективное удаление телеангиэктазий на лице и теле:

- Сосудистые звездочки
- Купероз
- Сосудистые пятна
- Сосудистые невусы
- Розацеа



Почему **ThermaVein™** ?

1

ЭФФЕКТИВНО

- ✓ Большинство проблем можно решить за одну процедуру.
- ✓ Результат виден сразу.
- ✓ Лечение очень визуальное, и Вы увидите, как сосуды исчезают, лишь только их коснется электрод.

"Ничего себе!" - первое, что говорят пациенты, когда смотрят в зеркало после процедуры на **ThermaVein™**.

*** При использовании IPL или лазеров эффект может наступить только через 6-8 недель. Потребуется существенно большее количество процедур.



Разница между фотографиями составляет всего 15 минут.

ДО



ПОСЛЕ



Почему **ThermaVein™** ?

2

БЕЗОПАСНО

- ✓ Отсутствие побочных эффектов: синяков, пигментации, рубцов.
- ✓ Легко переносится пациентами.
- ✓ Для любого фототипа кожи.
- ✓ Загар не является противопоказанием.
- ✓ Сразу после процедуры возвращение к обычному ритму жизни.

*** Этот метод не является IPL или лазером, которые отличают не всегда стабильные результаты, и которые имеют ряд неприятных побочных эффектов.



Почему **ThermaVein™** ?

3

ВЫГОДНО

- ✓ Невысокая стоимость аппарата.
- ✓ Себестоимость – менее 50руб. за процедуру.
- ✓ Отсутствие дорогостоящих комплектующих или запчастей, требующих обслуживания, ремонта или дополнительной калибровки.
- ✓ Надежный, простой в освоении, настройке и эксплуатации.
- ✓ Возможность проведения процедур в любое время года.
- ✓ Компактный и мобильный.
- ✓ Беспрецедентная финансовая отдача.
- ✓ Высокий клиентопоток на процедуру.

*** Более 65% взрослого населения России страдают от сосудистых проблем.

www.thermavein.ru

DR. TREND

Технологии · Дистрибуция · Обучение

8 (499)754-55-05



В состав комплекта входят:

1. Прибор ThermaVein®
2. Иглодержатель
3. Комплект игл – 200 (на двести процедур)
4. Ножная педаль
5. Шнур иглодержателя
6. Шнур питания
7. Блок дистанционного управления (ДУ)
8. Обучающий диск DVD
9. Руководство пользователя





Выходные характеристики:

- Частота волны: 4МГц (+/- 0,1 МГц)
- Мах напряжение на выходе 500В (+/- 20В)
- Мах время импульса: 0,8с (+/- 0,01с)

Прибор

Размеры основания: 320x320 мм

Максимальная высота: 200мм

Вес: 6,5кг




Технические параметры

Длительность импульса = 0,2 сек

Размер электрода = 0,3 мм

Входная мощность – 100-250В

Время настройки = 1-3мин



Лечение с помощью ThermaVein™ :

- Тысячи успешно проведенных процедур во всем мире.
- Эффективность, клинически доказанная независимыми исследованиями ведущих врачей мира.
- Высокий уровень безопасности.
- Одобрен FDA, CE.



ЕСТЕСТВЕННЫЙ ВЫБОР ДЛЯ ВРАЧЕЙ И ПАЦИЕНТОВ